


- L LABOR
- P PROZESS
- S SOFTWARE
- A AUTOMATION


# Aquisys 2008

21 CFR Part 11  
konforme Daten- und  
Steuerungs-Software





Hauptmenü



Messmenü



Nutzerrechte

Aquisys 2008 ist die ideale Ergänzung zu den Messgeräten von SCHMIDT+HAENSCH. Das Programm ermöglicht die Fernsteuerung der Messgeräte via PC und die fälschungssichere Protokollierung und Archivierung der Messergebnisse gem. 21 CFR Part 11.

- Das integrierte Programm Validate prüft die Integrität von Aquisys 2008 bei jedem Start
- Remote-Bedienung von SCHMIDT+HAENSCH Polarimetern, Refraktometern und Dichtmessgerät
- Einzel- und Wiederholungsmessungen
- Audit-Trail-Funktion (Protokollierung der Versionshistorie, mehrere Benutzer können durch Ereignisart unterschieden werden)
- Nutzermanagement mit individuellen Zugriffsrechten
- Protokollierung der elektronischen Aufzeichnungen inkl. Nutzerdaten, Datum und Zeit
- Erstellung von Berichten
- Elektronische Signatur
- Papiausdrucke der vollständigen Messergebnisse möglich
- Verschlüsselte, elektronische Datenarchivierung
- Backup-Funktionalität integriert

**Häufige Anwendungsgebiete**

- Labore, besonders pharmazeutische oder große Labore
- mit vielen Geräten und Bedienern
- Qualitätskontrolle in der Produktion

